

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PRO-ANALİZ KEPEZ ÖGKL

Laboratuvar Bölümü	Matrks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar		Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Mikrobiyolojik Analizler	Gıda ve hayvan yemleri	1	*Salmonella spp. ISO 6579-1	En az 25g	Tüm parametrelerin aynı anda talep edilmesi durumunda en az 300g	5±3°C, Donuk ürünler için -18 ±3°C (Sıcaklık değerlerinde sapma olduğunda müşteri onayı ile şartlı kabul (feragat beyanı alınarak) ya da reddedilir) Hayvan yemlerinde sıcaklık kriteri aranmaz.	Steril Numune Kabı veya Orijinal Ambalaj
		2	*Vibrio parahaemolyticus ISO 21872-1	En az 25g			
		3	Vibrio cholerae ISO 21872-1	En az 25g			
		4	*Listeria monocytogenes ISO 11290-1	En az 25g			
		5	*E.coli O157 BS EN ISO 16654	En az 25g			
		6	*Enterobacteriaceae ISO 21528-2				
		7	*Clostridium perfringens BS EN ISO 15213-2				
		8	*Aerobik Koloni-TS EN ISO 4833-1				
		9	*Escherichia coli (E.coli) ISO 16649-2				
		10	*Escherichia coli (E.coli) (EMS tekniği) TS EN ISO 16649-3				
	Gıda ve hayvan yemleri	11	*Koliiform Bakteri TS ISO 4832				
		12	*Koliiform Bakteri-(EMS tekniği)-ISO 4831				
		13	*Koagülaz pozitif stafilokok TS EN ISO 6888-1				
		14	*Bacillus cereus TS EN ISO 7932				
		15	*Maya-Küf TS ISO 21527-1/2				
		16	*Stafilokokal enterotoksin (Ridascreen SET Total Kit R 4105)				
	Et ve et ürünleri	17	*Pseudomonas spp. TS EN ISO 13720				
	Ekmek	18	*Rope Sporu (EMS tekniği) TS 3522				

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PRO-ANALİZ KEPEZ ÖGKL

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Mikrobiyolojik Analizler	Pastörize ürünler, UHT ürünler, konserve ürünler	19	Ticari sterilite TS 1052	En az 6 kutu	Oda sıcaklığı	Orijinal Ambalaj
	Sular	20	*Koloni sayımı TS EN ISO 6222			
		21	* <i>Escherichia coli</i> (E.coli) TS EN ISO 9308-1			
		22	*Koliform Bakteri TS EN ISO 9308-1			
		23	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> TS EN ISO 16266			
		24	Süflit İndirgeyen Anaerob Bakteri Clostridia Sporlarının Sayımı TS 8020 EN 26461-2	Tüm parametrelerin aynı anda talep edilmesi durumunda en az 1000ml	5±3°C, Donuk ürünler için -18 ±3°C	Steril Numune Kabi veya Orijinal Ambalaj
		25	*Fekal Enterokok TS EN ISO 7899-2			
		26	Patojen Stafilokok NF T 90-412			
		27	Salmonella spp. BS ISO 19250			
		28	* <i>Salmonella</i> spp. ISO 6579-1			
	Yüzey	29	Escherichia coli (E.coli) TS EN ISO 16649-3	İki ve daha fazla parametrenin aynı anda talep edilmesi durumunda 1 adet	1-8°C	Steril swab
		30	* <i>Bacillus cereus</i> TS EN ISO 7932			
		31	* <i>Staphylococcus aureus</i> TS EN ISO 6888-1			
		32	*Koliform Bakteri TS ISO 4832			
		33	*Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri TS EN ISO 4833-1			

ÖZEL PROANALİZ LABORATUVARLAR GRUBU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR ADI: PRO-ANALİZ KEPEZ ÖGKL

Laboratuvar Bölümü	Matriks	Analiz No	Talep Edilen Analizler	Miktar	Sıcaklık	Ambalaj Durumu
Kimyasal/ Kalıntı Analizleri	Gıda	34	*Yaş sebze ve meyvelerde nitrat TS 6183	En az 1 kg	(Resmi numunelerde, numune alma tutanağında yazan gramaj/adet esas alınır)	Poşet, kasa vb. (Resmi numunelerde mühürlü poşet)
		35	*Pestisit analizleri EN 15662	En az 1 kg		

GÜNCELLEME TARİHİ/NO: 05.08.2025/00

AÇIKLAMALAR:

- Numunenin müşteri tarafından laboratuvara getirilmesi durumunda; yukarıda belirtilen kabul kriterlerine uygun olarak getirilmesi müşterinin sorumluluğundadır.
Numune Kabulü sırasında miktar, ambalaj, sıcaklık, transfer süresi, sterilite kontrolleri yapılır. Yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak gelmeyen numuneler hakkında müşteri bilgilendirilir. "F.Pr.02.55 Numune Ret Tutanağı" ile reddedilebilir ya da şartlı kabul yapılabilir. Şartlı kabul yapılan durumlarda müşteriden "F.Pr.02.27 Feragat Beyanı" alınır.
- Numunenin tabiatına göre (saklandığı süre boyunca analiz edildiği parametreler açısından herhangi bir değişikliğe uğramayacak ise) numunelerin analizlerde kullanılmayan kısımları raporlama sonrasında 7 iş günü muhafaza edilir.
*Yaş meyve ve sebze resmi numunelerin (İhracat) sahit numuneleri 200g olmak üzere, -18°C'de 6 ay muhafaza edilir.
- Laboratuvarımızca alınan numuneler; Numune Alım Programlama, Numunelerin Alınması, Kodlanması ve Taşınması Talimatına uygun olarak alınır. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak numune alma, taşıma, muhafaza vb. durumlar, laboratuvarımızın sorumluluğundadır.
- Sularda mikrobiyolojik analiz için alınan numuneler, en fazla 12 saat en fazla 24 saatte laboratuvara teslim edilmelidir. Yüzeylerde mikrobiyolojik analiz için alınan swab numuneleri, en fazla 24-48 saatte laboratuvara teslim edilmelidir. Gıdalarda mikrobiyolojik analiz için alınan numuneler, en fazla 36 saatte (donmuş numuneler en fazla 18 saatte) laboratuvar teslim edilmelidir (Donmuş numunelerin laboratuvara transferi sırasında -20°C'nin sağlanmadığı durumlarda, transferin başladığı saat çözündürme prosesinin başlangıcı olarak kabul edilir. 18. saat sonunda analize başlanır). Gıdalarda kimyasal, kalıntı analizleri numuneleri ise mümkün olan en kısa sürede laboratuvara iletilmelidir.

HAZIRLAYAN

KM / KYT:

Deniz ULKÜCÜ ÖZDOĞAN

Gıda Mühendisi
Kalite Müdüğü

F.Pr.02.26

Yayın Tarihi: 07.03.2011

Rev No:09/Rev Tarihi:05.08.2025

Sayfa: 3 / 3

ONAYLAYAN

GM / LM:

Abdullah CENGİZ
Kimya Mühendisi
Laboratuvar Müdürü